

Datenblatt Larynxmaske:

LarGloticClear 2,0; PVC Einwegmaske
Artikelnummer: 2C 80 200

Technische Daten:

Connector: 15 mm

Patientengewicht: 10 - 20 kg

Cuff Volumen: 10 ml

Gewicht: 65 gr.

Farbcodiertes Cuffventil: ja

Positionsanzeige am Führungsschlauch: ja

Autoklavierbar: nein

Sterilisationstemperatur: entfällt

Material: medizinisches PVC, latexfrei

Größe: 2,0

Verpackung: steril

Artikelnummer: 2C 80 200



Beschreibung:

Unsere LarGloticClear Larynxmasken sind Einweg PVC Larynxmasken die mit einer weich, matten und strukturierten Oberfläche hergestellt werden. Diese Larynxmasken aus PVC überzeugen durch ihre Anpassung an die Anatomie des Patienten. Somit dichten sie besonders gut die Atemwege ab. Bedingt durch die tiefe Fertigung des Patientenport wird das Risiko von Verlegungen durch Sekrete deutlich reduziert.

Beim Endoskopieren werden Sie die Platzverhältnisse, bedingt durch den großen Patientenport unterstützen. So ist z.B. ein freier Einblick auf die Epiglottis gewährleistet.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticClear latexfrei und wird steril verpackt geliefert.