

# Datenblatt Larynxmaske:

**LarGloticSilkF 1,5; Silikon Einwegmaske mit  
Drahtverstärkung**

**Artikelnummer: 2F 80 150**

## Technische Daten:

**Connector:** 15 mm

**Patientengewicht:** 5 - 10 kg

**Cuff Volumen:** 7 ml

**Gewicht:** 60 gr.

**Farbcodiertes Cuffventil:** ja

**Positionsanzeige am Führungsschlauch:** ja

**Autoklavierbar:** nein

**Sterilisationstemperatur:** entfällt

**Material:** medizinisches Silikon, latexfrei

**Größe:** 1,5

**Verpackung:** steril

**Artikelnummer:** 2F 80 150

## Beschreibung:

Unsere LarGloticSilkF Larynxmasken sind Einweg Silikon Larynxmasken mit integrierter Drahtverstärkung. Diese Drahtverstärkung sorgt dafür, dass eine Positionierung im OP-Feld ohne abknicken des Tubus erfolgen kann. Dieses Feature spielt seine Stärke in der Pädiatrie oder bei Eingriffen im Gesichtsfeld aus. Die Maske wird mit einer softig, matten und strukturierten Oberfläche hergestellt. Diese Larynxmasken aus Silikon überzeugen durch ihre Anpassung an die Anatomie des Patienten. Somit dichten sie besonders gut die Atemwege ab. Bedingt durch die tiefe Fertigung des Patientenport wird das Risiko von Verlegungen durch Sekrete deutlich reduziert. Beim Endoskopieren werden Sie die Platzverhältnisse, bedingt durch den großen Patientenport unterstützen. So ist z.B. ein freier Einblick auf die Epiglottis gewährleistet.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticSilk latexfrei und wird steril verpackt geliefert.

