

# Datenblatt Larynxmaske:

*LarGloticSilk 2,5; Silikon Einwegmaske*

*Artikelnummer: 2S 80 250*

## Technische Daten:

**Connector:** 15 mm

**Patientengewicht:** 20 - 30 kg

**Cuff Volumen:** 14 ml

**Gewicht:** 75 gr.

**Farbcodiertes Cuffventil:** ja

**Positionsanzeige am Führungsschlauch:** ja

**Autoklavierbar:** nein

**Sterilisationstemperatur:** entfällt

**Material:** medizinisches Silikon, latexfrei

**Größe:** 2,5

**Verpackung:** steril

**Artikelnummer:** 2S 80 250



## Beschreibung:

Unsere LarGloticSilk Larynxmasken sind Einweg Silikon Larynxmasken die mit einer softig, matten und strukturierten Oberfläche hergestellt werden. Diese Larynxmasken aus Silikon überzeugen durch ihre Anpassung an die Anatomie des Patienten. Somit dichten sie besonders gut die Atemwege ab. Bedingt durch die tiefe Fertigung des Patientenport wird das Risiko von Verlegungen durch Sekrete deutlich reduziert.

Beim Endoskopieren werden Sie die Platzverhältnisse, bedingt durch den großen Patientenport unterstützen. So ist z.B. ein freier Einblick auf die Epiglottis gewährleistet.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticSilk latexfrei und wird steril verpackt geliefert.